### ISOGNN338

## FICHE TECHNIQUE

# MÉDIPROTEC®



#### GANT NITRILE NOIR NON POUDRE

Matière: Gant en nitrile Couleur: Noir AQL 1.5

Non poudré

PropriétésAvantAprèsForce à la rupture (Newton)6.06.0Allongement à la rupture500%400%

Ambidextre Bord roulé, doigt texturé

Texture non glissante

Retirer les gants en évitant de toucher la partie extérieure. Pour cela, replier l'extrémité de la manchette et retirer les gants en les retournant

Qualité médicale













Reference	Longueur (mm) ± 5	Largeur paume (mm) ± 5	Poids (G) ± 0.2	Épaisseur
Mediprotec				Paume
ISOGNN338-S	240	85	3	0,05 ± 0,01
ISOGNN338-M	240	95	3,5	
ISOGNN338-L	240	105	4	
ISOGNN338-XL	240	115	4,5	

#### Normalisation



Règlement UE 2016/425 sur les EPI - Catégorie III risques mortels ou dommages irréversibles

Règlement UE 2017/745 sur les dispositifs médicaux - Classe 1

Conforme à la règlementation REACH

EN 21420 : 2020 Exigences générales pour les gants de protection

EN 455-1-2-3 Gants médicaux non réutilisables : détection des trous, propriétés physiques, évaluation biologique

EN ISO 374-1/Type B

EN ISO 374-5:2016







Gant de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes



Aptes aux contacts alimentaires selon la directive CE 1935/2004

Sans restrictions.





### ISOGNN338

## FICHE TECHNIQUE

### Conditionnement

	Boite	Carton	Palette
Conditionnement	Boite de 100	Carton de 1000 - 10 x 100	70 CC - 7 couches x 10 CC - 70000 gants
Dimensions en mm	220 x 110 x 68 mm	350 x 228 x 230 mm	80 x 120 cm

EAN 13	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
Barre code Inner	3221170013851	3221170013875	3221170013899	3221170013912
Barre code Outer	3221170013868	3221170013882	3221170013905	3221170013929

### **Avantages**

- Dextérité
- Imperméabilité: protection optimale contre les risques de contamination et de transmission
- Gainant : s'adapte parfaitement à la main
- Existe en plusieurs couleurs : bleu, noir et blanc
- Non poudré : l'absence de poudre limite les risques allergiques

### Secteurs d'utilisation

















### Conditions de stockage et de conservation

Durée de validité du produit 3 ans (date de péremption indiqué sur la boite et le carton)

Origine

ASIE

Code douanier

mediprotec

4015110000















